

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОБИРКИ ДЛЯ СБОРА ОБРАЗЦОВ КРОВИ И ОТДЕЛЕНИЯ СЫВОРОТКИ



*Пробирки для получения сыворотки  
(с гелем, с ускорителем, с гранулами)*

*Пробирки для получения плазмы с  
антикоагулянтами (ЭДТА, гепарином,  
натрий цитрат)*

*Пробирки педиатрические  
для получения плазмы*



# СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОБИРКИ ДЛЯ СБОРА ОБРАЗЦОВ КРОВИ И ОТДЕЛЕНИЯ СЫВОРОТКИ

Цилиндрические пробирки из ПММА или ПП, герметично закрываются пробкой из полиэтилена или резины. Имеют разграфленную этикетку для занесения данных об образце и пациенте.

## I. Пробирки для получения сыворотки. Круглодонные.

С гелем для отделения сыворотки от сгустка	С гелем и ускорителем образования сгустка	Материал	Размер, мм	Объем крови, мл	Цвет пробки	Шт./кор.
16.2B001	16.2B001	ПММА	16 x 100	10	красная	1000
16.2B002	16.2B002	ПП	16 x 100	10	красная	1000
16.2B003	16.2B003	ПММА	12 x 86	5	красная	1000
16.2B004	16.2B004	ПММА	13 x 75	5	красная	1000
С гранулами для отделения сыворотки от сгустка	С гранулами и ускорителем образования сгустка	С ускорителем образования сгустка	Материал	Размер, мм	Объем крови, мл	Шт./кор.
Цвет пробки - зеленая	Цвет пробки - голубая	Цвет пробки - красная				
16.2B009	16.2B013	16.2B017	ПММА	16 x 100	10	1000
16.2B010	16.2B014	16.2B018	ПП	16 x 100	10	1000
16.2B011	16.2B015	16.2B019	ПММА	13 x 75	5	1000
16.2B012	16.2B016	16.2B020	ПММА	12 x 86	5	1000

## II. Пробирки для получения плазмы с антикоагулянтами (ЭДТА). Материал - ПП.

K <sub>2</sub> ЭДТА		K <sub>3</sub> ЭДТА		KF и Na <sub>2</sub> ЭДТА		Дно	Размер, мм	Объем крови, мл
Пробка - зеленая		Пробка - зеленая		Пробка - оранжевая				
Код	Шт./кор	Код	Шт./кор	Код	Шт./кор			
16.2A001	1000	16.2A004	1500	16.2A007	1500	Плоское	12 x 56	2,5
16.2A002	1000	16.2A005	1500	16.2A008	1500	Плоское	16 x 60	2,5
16.2A003	1000	16.2A006	1500	16.2A009	1500	Плоское	16 x 60	5,0
16.2B021	1000	16.2B030	1000	16.2B036	1000	Круглое	13 x 75	2,5
16.2B022	1000	16.2B031	1000	16.2B037	1000	Круглое	13 x 75	5,0
16.2B023	1000	16.2B032	1000	16.2B038	1000	Круглое	12 x 86	2,5
16.2B024	1000	16.2B033	1000	16.2B039	1000	Круглое	12 x 86	5,0
16.2B025	1000	16.2B034	1000	16.2B040	1000	Круглое	16 x 100	5,0
16.2B026	1000	16.2B035	1000	16.2B041	1000	Круглое	16 x 100	10,0

### K<sub>2</sub>ЭДТА. С прокалываемой резиновой пробкой

Код	Дно	Размер, мм	Объем крови, мл	Цвет пробки	Шт./кор
16.2B027	Круглое	13 x 75	3,0	зеленая	1000
16.2B028	Круглое	13 x 75	3,0	фиолетовая	1000
16.2B029	Круглое	13 x 75	3,0	белая	1000

## III. Пробирки для получения плазмы, с антикоагулянтами (Гепарин). Материал - ПП.

Na-гепарин	Na-гепарин	Дно	Размер, мм	Объем крови, мл	Шт./кор.
Пробка - фиолетовая	Пробка - синяя				
16.2A010	16.2A015	Плоское	12 x 56	2,5	1500
16.2A011	16.2A016	Плоское	16 x 60	2,5	1500
16.2A012	16.2A017	Плоское	16 x 60	5,0	1500
16.2A013	16.2A018	Круглое	13 x 75	2,5	1000
16.2A014	16.2A019	Круглое	13 x 75	5,0	1000
16.2B042	16.2B046	Круглое	12 x 86	2,5	1000
16.2B043	16.2B047	Круглое	12 x 86	5,0	1000
16.2B044	16.2B048	Круглое	16 x 100	5,0	1000
16.2B045	16.2B049	Круглое	16 x 100	10,0	1000

## IV. Пробирки для получения плазмы, с антикоагулянтами (Na-цитрат). Материал - ПП.

Объем Na-цитрата 0,25 мл	Объем Na-цитрата 0,4 мл	Объем Na-цитрата 0,4 мл	Объем Na-цитрата 0,4 мл	Дно	Размер, мм	Шт./кор.
Пробка - розовая	Пробка - розовая	Пробка - розовая	Пробка - розовая			
16.2A020	16.2A020	16.2A020	16.2A020	Плоское	12 x 56	1500
16.2A021	16.2A021	16.2A021	16.2A021	Плоское	16 x 60	1500
16.2B050	16.2B050	16.2B050	16.2B050	Круглое	13 x 75	1000
16.2B051	16.2B051	16.2B051	16.2B051	Круглое	12 x 86	1000
16.2B052	16.2B052	16.2B052	16.2B052	Круглое	16 x 100	1000

## V. Пробирки педиатрические для получения плазмы, с антикоагулянтами. Для отбора малого объема крови 1 мл. Материал - ПП.

Код	Антикоагулянт	Дно	Размер, мм	Объем крови, мл	Цвет пробки	Шт./кор.
16.2A028	K <sub>2</sub> ЭДТА	Плоское	12 x 56	1	зеленая	1500
16.2A029	K <sub>3</sub> ЭДТА	Плоское	12 x 56	1	зеленая	1500
16.2A030	Li-гепарин	Плоское	12 x 56	1	голубая	1500
16.2A031	Na-цитрат, 0,1 мл	Плоское	12 x 56	1	желтая	1500
16.2A032	Na-цитрат, 0,1 мл	Плоское	12 x 56	1	розовая	1500

Компания "СИМАС" - эксклюзивный дистрибьютор компании NUOVA APTACA S.r.l.

**ЗАКАЗЫ  
НАПРАВЛЯТЬ:**

Компания «СИМАС»  
info@simas.ru  
т. \ф. (495) 781-21-58, 319-22-78, 311-22-09.  
117405, г. Москва,  
Варшавское шоссе, д. 125, стр.1

**Региональные дилеры:**  
смотрите на сайте  
**Украина:**  
simas@mail.ylt.crimea.com



**WWW.SIMAS.RU**