

Anabac[®]



Дезодорант для АВТОКЛАВОВ



3 аромата: классический, яблочный и цитрусовый

interscience


Anabac[®]

Дезодорант для автоклавов

В настоящее время в лабораториях все больше внимания уделяется чистоте и гигиене рабочих мест из очевидных соображений безопасности. Комфортные условия работы имеют не меньшее значение, чем безопасность, не так ли? Отдушки для автоклавов “Анабак”[®] — последний штрих, добавляющий к чистоте ощущение изысканности.

Способ применения

Для автоклава объемом 200 л при обычной загрузке достаточно одной капсулы. Перед тем, как запустить автоклав, поместите на его дно капсулу, лучше в стакане с водой. Капсула расплавляется полностью, не оставляя осадка, и не загрязняет содержимое автоклава.



Классический



Содержит экстракты мяты и эвкалипта: свежесть в лаборатории.

Яблоко



Содержит экстракты яблока: ощущение весны.

Цитрус



Содержит экстракты лимона: аромат чистоты.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИИ, УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ

компания “СИМАС”

Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1

тел/факс (495) 980-29-37, 781-21-58, 311-22-09, 319-22-78

info@simas.ru

www.simas.ru

Наш филиал в Украине:

simaslab@ukrpost.ua



interscience