


ФИЛЬТРЫ: Бумажные и Стекловолоконные




Круглые и складчатые

НАЗНАЧЕНИЕ:

- Количественный и качественный анализ
- Общее лабораторное назначение

- Для технических целей
- Специальные фильтры

ЛОДОЧКИ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ



Безазотные растворимые лодочки. Для точного взвешивания полужидких и пастообразных образцов при определении белка и жиров. Образец после взвешивания вместе с лодочкой помещается в колбу Кьельдаля или Сокслета.

ЭКСТРАКЦИОННЫЕ ГИЛЬЗЫ

Экстракционные гильзы (целлюлоза, стекло, кварц) для определения масел и жиров в различных образцах. Используются в аппаратах Сокслета и Рендала.



БУМАЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ

1. Количественный анализ

Код	Сорт	Вид	Диаметр, мм	Лента	Шт./уп.
7.7010	589\1	Круглый	185	Черная	100
7.7032	589\2	Складчатый	150	Белая	100
7.7041	589\3	Круглый	185	Синяя	100

2. Качественный анализ (обеззоленные фильтры)

Код	Сорт	Вид	Диаметр/размер, мм	Шт./уп.
7.7141	597\1\2	Складчатый	240	100
7.7143	597\1\2	Складчатый	320	100
7.7116	598\1\2	Складчатый	240	100
7.7402	602 Н\1\2	Складчатый	240	100

3. Общие лабораторные работы

7.7233	0905\1\2	Складчатый	320	100
7.7267	0903	Пластина	450 x 450	500

4. Для технического использования

7.7301	520	Круглый	270	100
7.7306	520\1\2	Складчатый	240	100
7.7353	2294	Круглый	110	100
7.7363	2589 d	Пластина	25 x 75	100
7.7361	2589 c	Пластина	25 x 75	100

5. Для специального применения

Код	Сорт	Вид	Диаметр/размер, мм	Назначение	Шт./уп.
7.7369	0048	Круглый	32	Контроль детского питания.	1000
7.7389	3621	Круглый, черный	240	Обнаружение клейких загрязнений.	100
7.7403	551	Круглый, черный	125	Контроль белого осадка.	100
7.7276	2555\1\2	Складчатый	240	Анализ солода и пива	100
7.7277	2555\1\2	Складчатый	320	Анализ солода и пива	100
7.7282	3002	Круглый	250	Анализ свекловичной пульпы	1000
7.7288	3459	Круглый	230	Анализ свекловичной пульпы	1000
7.7393	512\1\2	Складчатый	185	Определение калия и фосфора в почвах.	100
7.7398	0790\1\2	Складчатый Пластина	185	Определение в почвах Mg, Mn, Co, Cu, Mo, V.	100
7.7404	2122	Пергамент	150 x 150	Взвешивание образцов	500
7.7273	287\1\2	Складчатый	240	Бумага из кизельгура.	50
7.7274	287\1\2	Складчатый	320	Бумага из кизельгура.	50

СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ ФИЛЬТРЫ

Код	Сорт	Вид	Диаметр/размер, мм	Шт./уп.
7.9009	GF 6	Круглый	90	100
7.9025	GF 8	Круглый	90	100
7.9035	GF 9	Круглый	90	100
7.9044	GF 10	Круглый	90	100
7.9124	GF 3362	Пластина	610 x 620	100

БЕЗАЗОТНЫЕ РАСТВОРЯЕМЫЕ ЛОДОЧКИ

Код	Вид	Размер, мм	Назначение	Шт./уп.
7.8000	ЛОДОЧКИ - прямоугольные чашечки	55 x 10 x 10	Растворяются в кислотах. Для точного взвешивания полужидких и пастообразных образцов при определении азота\белка и жиров.	100

ЭКСТРАКЦИОННЫЕ ГИЛЬЗЫ ИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Код	Размер (d x h x толщ. стенки), мм	Назначение	Шт./уп.
7.8054	22 x 80 x 1,0	Стандартная ручная установка, об. экстрактора 40 мл.	25
7.8056	28 x 80 x 1,0	Стандартная ручная установка, об. экстрактора 50 мл.	25
7.8057	30 x 100 x 1,0	Стандартная ручная установка, об. экстрактора 100 мл.	25
7.8060	41 x 123 x 1,0	Стандартная ручная установка, об. экстрактора 200 мл.	25
7.8061	22 x 60 x 2,0	J.P.SELECTA (Испания)	25
7.8009	22 x 80 x 1,5	BUCHI (Швейцария)	25
7.8014	25 x 100 x 1,5	BUCHI (Швейцария)	25
7.8028	33 x 94 x 1,5	BUCHI (Швейцария)	25
7.8041	43 x 123 x 2,0	BUCHI (Швейцария)	25
7.8026	33 x 80 x 1,5	GERHARDT-OI (Германия) FOSS-TECTOR (Швеция) VELP (Италия)	25
7.8001	Для камеры 11 мл. Стенка 1,0 мм.	DIONEX (США)	25
7.8002	Для камеры 22 мл. Стенка 1,0 мм.	DIONEX (США)	25
7.8003	Для камеры 33 мл. Стенка 1,0 мм.	DIONEX (США)	25

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ФИЛЬТРЫ !

Компания "СИМАС"- эксклюзивный дистрибьютор компании Whatman\Schleicher & Schuell на территории России, Белоруссии, Украины и Казахстана.

**ЗАКАЗЫ
НАПРАВЛЯТЬ:**

Компания «СИМАС»
info@simas.ru
т.\ф. (495) 781-21-58, 319-22-78, 311-22-09.
117405, г. Москва,
Варшавское шоссе , д.125, стр.1

Региональные дилеры:
смотрите на сайте
Украина:
simas@mail.ylt.crimea.com



WWW.SIMAS.RU