

Пакеты “SSB”- Сверхбезопасная система транспортировки образцов ®.

Специальные пакеты для транспортировки образцов, предотвращающие подмену образца и устойчивые к внешним воздействиям.

В современной медицине, судебно-медицинской экспертизе, криминалистике широко распространено использование двойных пакетов для транспортировки пробирок, стаканчиков и т.д. с образцами и прилагающихся к ним документов совместно.

Традиционные упаковки могут быть вскрыты для изъятия образцов, они также не герметичны, поэтому существует вероятность загрязнения в случае повреждения пробирки или потери крышки.

Новые пакеты “SSB” могут быть использованы как вторичная упаковка, гарантирующая безопасную транспортировку, исключая не санкционированное изъятие образцов и внешние повреждения. Содержимое пакета может быть изъято только с нарушением целостности упаковки.

Пакеты «SSB» соответствуют нормативам OSHA (Закон о технике безопасности и гигиене труда (США), WHO (Всемирная организация здравоохранения), NCCLS (Национальный комитет по клиническим и лабораторным стандартам (США)).

Клейкая полоса для закрытия пакета.


Снимите верхний слой и прижмите липкой стороной к пакету, чтобы закрыть его. Клейкая лента не отклеивается, пакет можно вскрыть только порвав его.

Сохранность содержимого.

Внутренняя поверхность пакета ламинирована полимерной пленкой для предотвращения протекания.

Биозащита.

Знак биологической опасности и инструкция.



Сохранность документов.

Клапан для дополнительной защиты.

Двойной пакет.

Два отдельных кармана для документов и образца.

Одноразовое использование.

Исключено перекрестное загрязнение.

Инструкция по применению.



1.

2.

3.

4.

5.

1. Положите пробирку, контейнер и т.д. с образцом в длинный внутренний пакет.
2. Снимите защитную голубую пленку с клейкой полосы.
3. Опустите край с клейкой полосой на пакет и крепко прижмите. Через несколько секунд он крепко приклеится и Вы получите упаковку защищенную от не санкционированного вскрытия.
4. Положите документы во внешний карман и доставьте пакет в лабораторию.
5. Вскройте пакет с образцом по линии перфорации и достаньте содержимое.

Код	Наименование	Размеры	Упаковка
29259	Пакеты «SSB»	165 x 254	1000 шт.

Цена без НДС на условиях склад г.Москва.

Компания **СИМАС** – эксклюзивный дистрибьютор компаний **PBI International**.

т./ф. (495) 980-29-37, 311-22-09, 319-22-78, 781-21-58 info@simas.ru
www.simas.ru